

# 脳波測定の手順

Procedure

1


脳波測定センサーを手に取ります。  
コードがついていきますので、その  
コードが左側になるようにお持ち  
下さい。



Procedure

2

ウェットティッシュで金属板部分をぬらしてください。(湿り気を与えて下さい)




Procedure

3

額をウェットティッシュでぬらす。



左耳をウェットティッシュでぬらす。



Procedure

4

髪の毛をはさまないように額に  
センサーを取り付ける。



髪の毛をはさまないように左耳  
にクリップを取り付ける。



測定準備が完了しました。  
測定を開始します。

